


## 产品介绍及配件



## 产品安装



### 护理头安装

将护理头上的连接标识面朝上与主机的标识对齐，向下轻压使护理头与主机完全固定。注：仪器出厂时已预装护理头。

### 护理头拆卸

握住护理头，同时按着主机顶部两侧拆卸按钮，向上轻拉取出护理头。

### 电源连接

将电源适配器输出端接头连接到主机，适配器插头插入到电源插座；主机电源显示红灯亮起，产品进入待机状态。

## 使用方法

### 1 卸妆洁面

使用前需卸妆、洁面，并移除面部、耳部、颈部及其他部位佩戴的饰品、隐形眼镜及其他物品，否则可能会导致受伤或仪器故障。




### 2 涂抹凝胶

佩肌专属凝胶专为护理而设，能确保最佳的效果，建议搭配佩肌专属凝胶使用；涂抹凝胶时，建议均匀涂抹于面部。在使用过程中，若感觉到皮肤干燥，或仪器推动阻力增加，也可适时、适量补充凝胶，保持护理头顺畅滑动。



### 3 开机使用

仪器连接电源适配器后，长按「开关 / 模式」按键2秒开机。选择模式及调整EMS强度后，将护理头完全紧贴肌肤开始移动会自动启动红光功能。（注意：第一次使用或尚未适应时，请务必从1级强度开始尝试。不同部位模式强度设计不同，请依指示使用，错误使用可能导致身体不适。）



### 4 护理方法

轻轻按压护理头使滚珠在护理部位来回滚动，以帮助护肤品加倍吸收。本仪器默认护理时长为10分钟，使用达10分钟时，仪器会停止工作，发出「哔」一声并进入待机状态。




### 5 清洁护肤

护理结束后，用清水清洗干净面部，按个人习惯与需求进行护肤，可适当涂抹护肤品补水保湿。



## 产品清洁




**⚠ 重要提醒：**护理结束后，请勿触碰主机玻璃区域，本仪器工作时或工作结束后，玻璃区域温度较高，接触肌肤有烫伤的危险。请务必等待仪器与护理头完全冷却后，再拆卸护理头进行清洗。

- 清洁仪器之前请关闭仪器电源、拔除插头，并等待仪器冷却后再进行清洁。
- 请使用纯水湿巾或柔软的纸巾擦拭主机玻璃区域和仪器表面（每次使用后对玻璃区域进行清洁）。
- 注意：如果纯水湿巾或纸巾无法有效进行清洁，可以使用75%医用酒精的湿巾进行清洁；请勿用钢丝球或腐蚀性清洁剂进行清洁。
- 除护理头外，请勿将主机浸泡在水里或者用水冲洗。

## PRODUCT OVERVIEW AND ACCESSORIES



## PRODUCT INSTALLATION



### INSTALL

Align the marks on the treatment head and the main unit. Gently press the treatment head down until it clicks into place. Note: The treatment head is already installed when you receive the device.

### REMOVAL

Press the release buttons on both sides and pull the treatment head upwards to detach.

### POWER CONNECTION

Connect the output connector of the power adapter to the main unit, and insert the adapter plug into the power socket. When the power indicator on the main unit lights up in red, the device is in standby mode.

## TREATMENT STEPS

### 1 Remove makeup and cleanse

Before use, remove makeup and wash your face. Take off any accessories or items on the face, ears, neck or other treatment areas, including contact lenses. Not removing these may cause injury or device malfunction.




### 2 Apply gel

For best results, use the device together with the included gel. Apply an even layer of gel to the face. If your skin feels dry or the treatment head does not glide smoothly during use, apply more gel as needed so the head can move smoothly over the skin.



### 3 Switch on and use

After connecting the power adapter, press and hold the "Power/Mode Button" for 2 seconds to switch on the device. Select the desired mode and set the EMS level. The red light will turn on automatically. Make sure the treatment head is in full contact with the skin and then start moving it. Note: For first time use, always start from EMS level 1. Modes and intensity levels are for intended body areas only. Use only as directed. Improper use may result in injury.



### 4 Treatment method

Gently press the treatment head and roll it back and forth over the treatment area to help your skincare products absorb better. The preset treatment time is 10 minutes. After 10 minutes, the device will stop working, beep once, and enter standby mode.




### 5 Clean and care for the skin

After the treatment, rinse your face with clean water. Then follow your usual skincare routine and apply suitable products for hydration and moisture.



## CLEANING



**⚠ Important:** After the treatment, do not touch the glass area on the main unit. During and after use, the glass area can become very hot and may cause burns. Always wait until the device and treatment head are completely cool before removing the head.

- Before cleaning the device, switch it off, unplug the power adapter and allow the device to cool down.
- Use soft tissues or purified water wipes to wipe the glass area and the surface of the device. Clean the glass area after each use.
- If tissues or purified water wipes are not enough to clean the glass area, you may use wipes with 75 percent medical alcohol. Do not use steel wool, abrasive tools or corrosive cleaners.
- The main unit is not waterproof. Do not wash it or put it in water. Only the treatment head is washable.

## 會員專屬禮遇

掃碼登記成為會員

—— 尊享以下服務 ——

- ① 兩年免費換新
- ② 專屬護膚顧問
- ③ 專屬會員福利
- ④ 儀器使用指導

\* 須於購買日起 1 個月內完成登記, 登記後可升級至「兩年免費換新」保養服務

## 扫码激活 会员专属礼遇

参与晒单有礼活动

—— 尊享以下服务 ——

- ① 两年免费换新
- ② 专属护肤顾问
- ③ 专属会员福利
- ④ 仪器使用指导

\* 须于购买日起 1 个月内完成登记, 登记后可升级至「两年免费换新」保养服务


## MEMBER REWARDS

JOIN AS A MEMBER BY SCANNING THE QR CODE

—— ENJOY THESE BENEFITS ——

- ① TWO YEARS FREE REPLACEMENT
- ② PERSONAL SKINCARE ADVISOR
- ③ SPECIAL MEMBER REWARDS
- ④ DEVICE USAGE GUIDANCE

\* REGISTER WITHIN 1 MONTH OF PURCHASE TO UNLOCK THE 'TWO YEARS FREE REPLACEMENT' SERVICE




## 產品介紹及配件



### 包裝內容


- 美容儀主機×1
- 滾珠護理頭×1
- 電源適配器×1
- 說明書×1
- 快速指南×1

## 產品安裝




### 護理頭安裝

將護理頭上的連接標識面朝上與主機的標識對齊, 向下輕壓使護理頭與主機完全固定。註: 儀器出廠時已預裝護理頭。



### 護理頭拆卸

握住護理頭, 同時按著主機頂部兩側拆卸按鈕, 向上輕拉取出護理頭。



### 連接電源

將電源適配器輸出端接頭連接到主機, 適配器插頭插入到電源插座; 主機電源顯示紅燈亮起, 產品進入待機狀態。

## 使用方法

### ① 卸妝潔面

使用前需卸妝、潔面, 並移除面部、耳部、頸部及其他部位佩戴的飾品、隱形眼鏡及其他物品, 否則可能會導致受傷或儀器故障。



### ② 塗抹凝膠

佩肌專屬凝膠專為護理而設, 能確保最佳的效果, 建議搭配佩肌專屬凝膠使用; 塗抹凝膠時, 建議均勻塗抹於面部。在使用過程中, 若感覺到皮膚乾燥, 或儀器推動阻力增加, 也可適時、適量補充凝膠, 保持護理頭順暢滑動。

### ③ 開機使用

儀器連接電源適配器後, 長按「開關 / 模式」按鍵 2 秒開機。選擇模式及調整 EMS 強度後, 將護理頭完全緊貼肌膚開始移動會自動啟動紅光功能 (注意: 第一次使用或尚未適應時, 請務必從 1 級強度開始嘗試。不同部位模式強度設計不同, 請依指示使用, 錯誤使用可能導致身體不適)。



### ④ 護理方法



輕輕按壓護理頭使滾珠在護理部位來回滾動, 以幫助護膚品加倍吸收。本儀器預設護理時長為 10 分鐘, 使用達 10 分鐘時, 儀器會停止工作, 發出「嗶」一聲並進入待機狀態。

### ⑤ 清潔護膚

護理結束後, 用清水清洗乾淨面部, 按個人習慣與需求進行護膚, 可適當塗抹護膚品補水保濕。



## 產品清潔



⚠ 重要提醒: 護理結束後, 請勿碰觸主機玻璃區域, 本儀器工作時或工作結束後, 玻璃區域溫度較高, 接觸肌膚有燙傷的危險。請務必等待儀器與護理頭完全冷卻後, 再拆卸護理頭進行清洗。

- 清潔儀器之前請關閉儀器電源、拔除插頭, 並等待儀器冷卻再進行清潔。
- 請使用純水濕巾或柔軟的紙巾擦拭主機玻璃區域和儀器表面 (每次使用後對玻璃區域進行清潔)。
- 注意: 如果純水濕巾或紙巾無法有效進行清潔, 可以使用 75% 醫用酒精的濕巾進行清潔; 請勿用鋼絲球或腐蝕性清潔劑進行清潔。
- 除護理頭外, 請勿將主機浸泡在水裡或者用水沖洗。

RELIABLE BEAUTY SOLUTIONS

# PiiGii



PG-BD05

Lumi Tight Beauty Device  
Quick Start Guide

佩肌光拉提美容儀快速使用指南